

1

A.Κλειστό , αποστειρωμένο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 300ml κατάλληλο για φορητή χρήση, με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη για μετατροπή του εξιδρώματος σε τζελ και ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαρίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης. Να διαθέτει σύστημα 2 φίλτρων: ένα φίλτρο με άνθρακα για προστασία της μονάδας από επιμόλυνση και φίλτρο αέρα για την έκπλυση.

Να διαθέτει διαβαθμισμένη κλίμακα σε ml. Να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

TEMAXIA 4

B.Αποστειρωμένο Σέτ σπόγγου που αποτελείται από :

- αφρώδη σπόγγο πολουρεθάνης σε διαστάση Medium

- σωλήνα αναρρόφησης 2πλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαρίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης- αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος δισκίο από πολυπροπυλενιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή

Αναλυτικά :Μ : 18X12,5X3,3 cm , 2 x μεμβράνες 20x30και 1 σωλήνα αναρρόφησης

TEMAXIA 6

Γ. Σωλήνας διπλού αυλού VIVANOTEC Y-CONNECTOR (αποστειρωμένο εξάρτημα σχήματος Y για τη σύνδεση δύο port αναρρόφησης με τη μονάδα VivanoTec Pro)

TEM:1