

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΜΕΕΝΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

- A) Οστικά Τσιμέντα ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οπωσδήποτε τα παρακάτω κριτήρια:
- Τα (3) τρία είδη πήξεων οστικών τσιμέντων (Υψηλού , Μεσαίου , Χαμηλού Ιξώδους)
 - Σε τριπλή συσκευασία η πρώτη από αλουμίνιο για την προστασία της διπλής αποστειρωμένης σε (EtO) σκονής του τσιμέντου.
 - Η ποσότητα της συσκευασίας (20gr ή 40gr)
 - Αντιβίωση Αμινογλυκοσίδη (Γενταμυκίνη) : 0,25 Αντιβίωσης /20grΟστικού Τσιμέντου και 0,5gr / 40gr Οστικού Τσιμέντου
 - Η αποστείρωση του οστικού τσιμέντου σε Οξείδιο του Αιθυλενίου (EtO)
 - Ο σκιαγραφικός παράγοντας να είναι Οξείδιο του Ζιρκονίου (ZrO₂) .
 - Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Διάχυση της Αντιβίωσης από το Οστικό Τσιμέντο.
 - Το ευδιάκριτο χρώμα του οστικού τσιμέντου.
 - Η ανάμιξη να μπορεί να γίνει με και χωρίς την χρήση κενού αέρος.
 - Πληθώρα Σύγχρονων Επιστημονικών Μελετών
 - Τεκμηριωμένα Αποτελέσματα από έγκυρα αρχεία αρθροπλαστικής διαχρονικά.
 - Τα οστικά τσιμέντα να πληρούν το ISO 5833 και να διαθέτουν CE

Δρ. Γ. Μ. ΚΑΡΑΣ - Ν. Μ. ΠΥΡΡΟΥ
Επ. Γκαρταλφής Δ. Νικόλαος, MD MSc PhD
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διπλ. Δ/της Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΑΜΚΑ: 10066800797 Α.Μ.: 80384

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η συσκευή να χρησιμοποιείται με φυσιολογικό ορό, με χρήση αναρρόφησης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό προετοιμασίας για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, ανοιχτά τραυματα, καθαρισμό μαλακών ιστών. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα χειρουργεία, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στα τμήματα θεραπείας.

Η συσκευή :

- Πρέπει να είναι εύκολη στην χρήση.
- Να χρησιμοποιεί μπαταρίες ΑΑ αλκαλικές με απουσία υδραργύρου.
- Να έχει εύκολη προετοιμασία και χρήση.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε ανοιχτό τραύμα.
- Με ορατά αποτελέσματα καθαρισμού από την ιδανική πίεση του ορού.
- Να αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα, αντλία, πιστόλι λαβή, μπαταρίες, ρύγχη, διάφορα εξαρτήματα.
- Να διαθέτει (2) δύο δυνατότητες πίεσης ΥΨΗΛΗ (DC 15V) όχι λιγότερο από 0,9 lt/min και ΧΑΜΗΛΗ (DC 9V).
- Να διαθέτει (4) τέσσερα ρύγχη με προστατευτικά (splashshield) ανάλογα με το είδος του περιστατικού (Μακρύ, Κοντό, Κοντό με ευρεία διάχυση, Μακρύ με βούρτσα)
- Να διαθέτει γραμμή σωλήνα για την σύνδεση με την αναρρόφηση
- Να διαθέτει γραμμή σωλήνα σύνδεση με τον ορό με κλιπ κλειδώματος ροής.
- Η θήκη μπαταρίας να διαθέτει γάντζο στερέωσης
- Η ένταση ηχού χρήσης να μην ξεπερνά τα 75db.
- Αποστérωμενο σε Οξείδιο του Αιθυλενίου (Ετο).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Γ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΙΑΤΤΟΥ
Αρ. Γεωτμήσης Α. 1104/99, ΝΠ Δ.Π.Δ.
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΝΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΝΚΑ 14566000197 Α.Μ.: 90384