

περιοχή της κεφαλής για πρεσσαριστή τοποθέτηση και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

Φρέζα απομαγνητισμένη - βαθμονομημένη, κοντή και μακριά, διαμέτρου 4.0mm για την τοποθέτηση βιδών ενδομυελικών ήλων

ΟΔΗΓΟΣ

Οδηγός με ελαία σε μήκος 1000mm και σε διάμετρο 3,0mm

Οδηγοί βελόνα, με σπείρωμα και τριγωνικό αυτόματο κούμπωμα για αυτόματα τσοκ τρυπανιού, διαμέτρου 3,2mm και μήκους 300mm και 343mm