

ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ/ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ SELDINGER

1

Σωλήνας (TUBE) παροχέτευσης πνευμοθώρακα με τεχνική διαδερμικής ατραπευτικής εισαγωγής Seldinger σε μεγέθη 10Fr-32Fr (ανά δύο), με συνδετικό για Billaw.

Να προορίζεται για ασθενείς με πνευμοθώρακα, για διαδερμική εισαγωγή ενός θωρακικού σωλήνα για την αποστράγγιση τού υπεζωκοτικού υγρού.

Ως εξαιρετικά λιγότερο αιματηρή τεχνική να βοηθά και τους ασθενείς που ήδη παίρνουν αντιπηκτική θεραπεία. Η ύπαρξη πολλών διαφόρων μεγεθών 10Fr-32Fr να καθιστά το είδος απαραίτητο, για παροχέτευση αέρα, εμπυημάτων και για διάφορες συλλογές και μπορούν να αντικαταστήσουν τους σωλήνες Billaw, για όλα τα μεγέθη, που είναι τραυματικοί και αιματηροί.

Να φέρει απαραίτητως: α) έναν **διαφανή** ακτινοσκοπικό **ΣΩΛΗΝΑ-TUBE** (όχι καθετήρα!) με πολλαπλές οπές ανάλογα το μέγεθος και προσυνδεδεμένο με ακτινοσκοπικό **πλαστικό** οδηγό εισαγωγέα, έτοιμο για χρήση, γ) μία **ηχογενή** βελόνα εισαγωγής **18g** με ένα ειδικό δοχείο ασφαλούς απόρριψής της για αποφυγή επώδυνου τραυματισμού και μόλυνσης, δ) ένα νυστέρι με προστατευτική θήκη, ε) ένα ειδικό οδηγό σύρμα Amplatz Extra-Stiff διαμέτρου **0,38inch** με **εύκαμπτο ασφαλές άκρο "J"** 3mm

Το σύρμα να είναι τοποθετημένο σε ειδική σωληνοειδή θήκη με οπή, ώστε αφενός να προφυλάσσεται και να διατηρείται αποστειρωμένο και αφετέρου να δύναται να προωθείται αποστειρωμένο απευθείας με το δάχτυλο μέσω τής οπής, στ) πολλαπλούς ακτινοσκοπικούς διαστολείς ιστών, ανά μέγεθος σωλήνα, βαθμονομημένους ανά εκατοστό.

Να κατατεθεί δείγμα και φυλλάδιο του προϊόντος τού κατασκευαστή προς πιστοποίηση των ανωτέρω!