

1. Κλειστό, αποστειρωμένο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 800ml κατάλληλο για μεγάλους όγκους εξιδρώματος, με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη για μετατροπή του εξιδρώματος σε τζελ και ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με ειδικό καύμπωμα τύπου Π που ασφαλίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης. Να διαθέτει σύστημα 2 φίλτρων: ένα φίλτρο με άνθρακα για προστασία της μονάδας από επιμόλυνση και φίλτρο αέρα για την έκλυση. Να διαθέτει διαβαθμισμένη κλίμακα σε ml. Να διατίθεται αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. **ΤΕΜΑΧΙΑ: 4**

2. Αποστειρωμένο Σέτ σπόγγου που αποτελείται από :

- αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης σε διαστάσεις, Μ,
- σωλήνα αναρρόφησης 2πλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό καύμπωμα τύπου Π που ασφαλίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης
- αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος
- διακίο από πολυπροπυλενιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή

Αναλυτικά :

Μ: 18x12.5x3.3cm .2 χ μεμβράνες 20x30 και ένα σωλήνα αναρρόφησης **ΤΕΜΑΧΙΑ: 7**